

VLS

Potente tecnología de mano

Tecnología
Táctil de
Fácil Uso



Presentamos la nueva línea de láseres fríos de Erchonia®

El sistema láser Vet es un nuevo y revolucionario dispositivo láser portátil con una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar y un nuevo y elegante diseño sin cables. Ahora puede tratar una variedad de condiciones con protocolos preestablecidos fáciles de usar o canales programables por el usuario.

ESPECIFICACIONES

Configuración: (2) Diodos láser generados en línea de 7.5mW con óptica patentada.

Longitud de Onda: 635nm

Modulación: Onda Constante (CW) y De Pulso (Hz)

Pantalla: Tecnología de pantalla táctil TFT a todo color para facilitar su uso

Fuente de alimentación: Batería de polímero de iones de litio de 3,7 VCC

Carcasa: Aluminio de Grado Aeronáutico Micro-Texturizado Anodizado para fortaleza y facilidad de limpieza.

Peso: Menos de 1lb. (.45 kg) (Solo el dispositivo)

Accesorios: Cable de alimentación, base de carga inalámbrica, estuche de transporte y clip

Cumple con ISO 13485 Dispositivo de Calidad Médica, EN/ISO/IEC 60601-1, 60601-1-2, IEC 60825-1, CE Mark, CMDCAS

Láser Clase 2 / Dispositivo Clase II (USA); 2a (EU)

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473. Para más información sobre patentes y patenets pendientes dentro y fuera de EEUU visite www.erschonia.com



888.242.0571 Llamada gratis

www.laserpetcare.com