

verjú®

by Erchonia®



El Nuevo Sistema Verjú de Diodo Verde

Con la introducción del Sistema Láser Verjú, podemos demostrar un mayor resultado en menos tiempo de tratamiento. Al actualizar los diodos a los diodos verdes (longitud de onda de 532 nm), ofrecemos un tratamiento no invasivo aún más eficaz para el contorno corporal y la apariencia de la celulitis.

La tecnología actualizada permite que el sistema láser de Verjú produzca un 25% más de energía que el rojo utilizado anteriormente (longitud de onda de 635nm), lo que permite tiempos de tratamiento aún más rápidos y un aumento del 25% en la reducción de la circunferencia total.

Ventajas del Sistema Láser Verjú:

- Sin dolor, sin cirugía, sin tiempo de inactividad y sin riesgo
- Eficacia probada a través de estudios clínicos de nivel (1)
- Cobertura superior de la zona de tratamiento
- Tratamientos concurrentes para el contorno corporal y la apariencia de la celulitis

ESPECIFICACIONES

Configuración: 6 Módulos de Diodos Láser de Línea Generada Clase 2

Longitud de Onda: 532nm

Modulación: Onda Constante (CW)

Pantalla: Centro de control con pantalla táctil TFT a todo color

Ajustes:

- 1) 44" (111.76cm) Ajuste de la altura del brazo vertical.
- 2) Cuatro brazos ajustables independientes para la concentración láser deseada.

Fuente de Poder: 100-240VAC 50-60Hz

Chasis:

- 1) Marco de metal con pintura en polvo para facilitar la limpieza.
- 2) 4 ruedas antiestáticas con bloqueo.

Carcasa: Acabado de fibra de carbono negro termoformado de material no alérgeno.

Peso: 71lbs. (32.07kg)

Accesorios: 2-Llaves, Gafas de seguridad para láser.

Conforme a la calidad:

- 1) ISO 13485-Dispositivo Médico/IEC 60825-1-Seguridad Láser
- 2) IEC 60601-1 Seguridad/IEC 60601-1-2 EMC

FDA Láser Clase 2 / FDA Dispositivo Clase II /EU Dispositivo Clase IIa, Láser Clase II

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473; US PAT 8,439,927; US

PAT 8,366,756; US PAT 8,348, 985; US PAT 8,097,029; US PAT 7,922,751 Para información adicional sobre patentes y patentes

pendientes de EEUU e Internacional, visite www.erchonia.com.



www.verju.com
877-699-3766