

# ZERONA®-Z6

TÁCTIL DE FÁCIL  
USO

ALTURA  
AJUSTABLE

BRAZOS FLEXIBLES PARA  
CONFORMAR  
VIRTUALMENTE CUALQUIER  
POSICIÓN

PANTALLA DE  
CONTROL

ACABADO  
FIBRA DE  
CARBONO



## ZERONA®-Z6 por Erchonia®

El láser Erchonia Zerona-Z6 está especialmente diseñado para el contorno corporal no invasivo. El láser se aplica externamente y ha sido probado a través de ensayos clínicos doble ciego, en múltiples sitios y controlados con placebo para emulsionar el tejido adiposo.

Como con toda la gran tecnología, hay avances y la Zerona Z-6 es justamente eso. A través de la retroalimentación de los clientes y nuestra búsqueda interminable de proporcionar el mejor procedimiento no invasivo posible, ahora hemos actualizado la tecnología de Zerona para maximizar la cobertura y ofrecer un mejor tratamiento general. Con la reconfiguración de los diodos del nuevo Z6, puede estar seguro de que sus pacientes están recibiendo el procedimiento de contorno corporal más investigado y clínicamente más eficaz disponible.

### **Ventajas del Zerona-Z6:**

- ▶ **Sin dolor, sin tiempo de inactividad y sin riesgos**
- ▶ **Efectividad Comprobada**
- ▶ **Cobertura del área de tratamiento mejorada**



### SPECIFICATIONS

Configuración: Módulos de diodos láser de 6 líneas de generación de clase 2

Longitud de Onda: 635nm

Modulación: Onda Constante (CW)

Pantalla: Centro de control con pantalla táctil TFT a todo color

Ajustes:

- 1) 44" (111.76 cm) ajuste de altura del Brazo Vertical.
- 2) Cuatro brazos ajustables independientes para la concentración deseada

Fuente de Poder: 100-240VAC 50-60Hz

Chasis:

- 1) Marco de metal pintado en polvo para facilitar la limpieza.
- 2) 4 ruedas antiestáticas con bloqueo

Carcasa: Acabado de fibra de carbono negro termoformado de material no alérgico

Peso: 71.lbs / 32. kg

Accesorios: 2-Llaves, Gafas de seguridad para láser

Conforme a la calidad: ISO 1348, Dispositivo Médico, IEC60825-1  
Seguridad Láser, IEC 60601-1 Seguridad, IEC 60601-1-2 EMC, CE Mark, CB Cert

FDA Láser Clase 2 / FDA Dispositivo Clase II / EU Dispositivo

Clase IIa, Láser Clase II

Dos Años de Garantía Completa

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473; US PAT 8,439,927; US PAT 8,366,756; US PAT 8,348, 985; US PAT 8,097,029; US PAT 7,922,751; US PAT 8,932,338. Para más información sobre patentes y patentes pendientes visite [www.erschonia.com](http://www.erschonia.com).

[www.myzerona.com](http://www.myzerona.com)  
**877-699-3766 Llamada gratis**

