

PL-Touch



Presentamos la Nueva Línea de Láseres Fríos de Erchonia®

El Láser PL-Touch de Erchonia cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar y cuatro láseres generados por líneas patentados alojados dentro de dos sondas de suministro de energía extraíbles súper ligeras. Con protocolos definibles por el usuario y un modo de programación rápido, esta tecnología portátil es fácil de usar e increíblemente intuitiva. Experimente la libertad de esta increíble nueva tecnología— ***¡Toca tu camino hacia la recuperación de tu paciente!***

Las Ventajas del PL-Touch:
Interfaz Táctil
Diseño Ergonómico
Hecho en USA

¡Para conocer más llámanos o visítanos en línea hoy mismo!

888-242-0571 | www.erschonia.com

ESPECIFICACIONES

Configuración: (4) Diodos láser Generadores de Línea 7.5mW con Óptica Patentada

Longitud de onda: 635nm

Modulación: Onda Constante (CW) y De Pulso (Hz)

Pantalla: Tecnología Táctil TFT a Todo Color para Fácil Uso

Alimentación: (2) Baterías de Polímero de Litio-ion de 3.7 VCC Litio-ion

Carcasa: Aluminio de Grado Aeronáutico Micro-Texturizado Anodizado para Fortaleza y Facilidad de Limpieza

Peso: Menos de 2.0 libras. (0,91kg)

Accesorios: Cargador de Batería y Estuche Portátil

Cumple con: ISO 13485 Dispositivo de Calidad Médica, Seguridad IEC 60601-1, 60601-1-2 EMC, Seguridad Láser IEC 60825-1, Certificado CB, Marca CE, CMDCAS

Láser Clase 2 / Dispositivo Clase II (USA); 2a (EU)

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473 Para información adicional sobre patentes y patentes pendientes estadounidenses e internacionales visite www.erschonia.com.



©2014-2017 PL-Touch es un producto de Erchonia Corporation. Todos los derechos reservados. PL Touch Datasheet Rev 4 04/17

ERCHONIA
World Leaders in Low Level Laser Technology