

FX 635



PRESENTANDO EL LASER DE ERCHONIA FX635

El único láser en el mundo diseñado y aprobado por la FDA para aliviar el dolor lumbar crónico de origen musculoesquelético y aliviar el dolor y la inflamación del talón asociada a la fascitis plantar. Nuestro láser aprobado por la FDA, exitosamente ha comprobado con múltiples estudios clínicos nivel 1, que es eficaz tratando estas dolorosas condiciones. El alivio del dolor y los poderes curativos de esta tecnología láser de bajo nivel ayudan a reducir la inflamación y eliminan el dolor ayudando a sus pacientes a volver a su estilo de vida activo en tan sólo unas pocas semanas.

A diferencia de otros láseres en el mercado, el FX 635 está comprobado que promueve la función celular a través de Bioestimulación indolora. El diseño revolucionario del láser FX 635 permite un posicionamiento perfectamente confiable de los tres brazos del láser de diodo patentados para apuntar a estas condiciones de dolor. Proporciona a los pacientes que están experimentando dolor crónico con una solución eficaz, no invasiva, para mejorar rápidamente la comodidad y la calidad de vida, sin cirugía, AINE dañinos o opioides. Mientras que otros láseres pueden afirmar que ofrecen alivio, sólo el FX 635 ha sido aprobado por la FDA para estas condiciones

ESPECIFICACIONES

Configuración: (3) Diodos Generadores de Línea Clase 2 17.25mW

Longitud de Onda: 635nm

Modulación: Variable

Peso: 65 libras (29.48 kgs.)

Altura: 70 pulgadas (177,8 cms.) (Promedio - Ajustable) Dos Brazos Ajustables

Independientes para la Concentración Láser Deseada

4 Ruedas Antiestáticas con Bloqueo

Pantalla: Control Táctil a Todo Color Fuente de

Poder: 100-240 VCA 50-60Hz

Chasis: Aluminio de Grado Aeronáutico con Pintura Aerostática

Carcasa y Cobertor: Material Hipo Alergérico, Acabado en Aerosol

Accesorios: 2-Llaves, Cable de Poder, Gafas de Seguridad Láser

Conforme a: ISO 13485 Dispositivos de Calidad Médica, Seguridad Láser IEC 60825-1, IEC 60601-1-2 EMC, Seguridad IEC 60601-1, Marca CE, Certificado CB

FDA Láser Clase 2 / FDA Dispositivo Clase II / EU Dispositivo Clase IIa, Láser Clase I

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473; US PAT 8,439,927; US PAT 8,366,756; US PAT 8,348,985; US PAT 8,097,029; US PAT 7,922,751 Patentado, Patentes y Patentes Pendientes estadounidenses e internacionales. Para más información visita www.erchonia.com.



www.erchonia.com
(866) 551-7847 Llamada Gratis

